

DESIGNATION / *DESIGNATION* :

HYSTEROMETRE / *HYSTEROMETER*

Informations fabricant / *Manufacturer information*

- Adresse / *Address*:

PRINCE MEDICAL - ZA La Sente Du Moulin - 60530 Ercuis - FRANCE

- Certification qualité / *Quality certification*:

Référentiels / *Referential* : NF EN ISO 13485 :2012


Organisme notifié / *Notified Body* : Gmed-0459

N° de certificat / *Certificate No* : 10229

Validité / *Validity* : 28/02/2019

Références et caractéristiques / *References and characteristics*

Références <i>References</i>	Dénomination <i>Denomination</i>	Couleur du manche <i>Handle color</i>
PS1251000	Hystéromètre CH10 <i>Hysterometer CH10</i>	Bleu / <i>Blue</i>
PS1251200	Hystéromètre CH12 <i>Hysterometer CH12</i>	Gris / <i>Grey</i>
PS1251400	Hystéromètre CH14 <i>Hysterometer CH14</i>	Vert / <i>Green</i>



Usage unique / *Single use*

Stérile / *Sterile*

Mode de stérilisation / *Sterilization method*

Durée de vie / *Shelf life*

Présence de Latex / *Contains Latex*

Conditionnement / *Packaging*

Stockage / *Storage*

Oui / *Yes*

Oui / *Yes*

Oxyde d'éthylène / *Ethylene oxide*

5 ans / *5 years*

Non / *No*

Boîte de 25 unités en emballage individuel stérile / *Box of 25 units in individual sterile package*

Dans leur boîte d'origine dans un endroit frais et sec / *In their original packaging, in a cold and dry place*



Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux / Principal components and nature of the materials

Le dispositif est composé de / The device is composed of :

- une partie distale souple en polyéthylène / *a flexible distal part in polyethylene*
- un manche rigide en polystyrène / *a rigid handle in polystyrene*

Utilisation / Use

L'hystéromètre sert à apprécier la profondeur utérine / *The hysterometer allows to assess the uterine depth.*

Marquage CE / EC marking :

Classe / *Class*

Attestation CE / *EC attestation*

Validité / *Validity*

I Stérile / *I Sterile*

n°26672

30/06/2018