

DESIGNATION / *DESIGNATION* :

**SET DE TRANSFERT D'EMBRYONS / EMBRYOS TRANSFER SET**

NOM COMMERCIAL / *TRADE NAME*:

**PM TRANS SET**


**Informations fabricant / Manufacturer information**

- Adresse / Address:  
PRINCE MEDICAL - ZA La Sente Du Moulin - 60530 Ercuis - FRANCE
  
- Certification qualité / Quality certification:  
Référentiels / *Referential* : NF EN ISO 13485 :2012  
Organisme notifié / *Notified Body* : Gmed-0459  
N° de certificat / *Certificate No* : 10229  
Validité / *Validity* : 28/02/2019

**Références et caractéristiques / References and characteristics**

Références <i>References</i>	Nom Commercial <i>Trade name</i>	Dénomination <i>Denomination</i>	Diamètre externe cathéter de transfert <i>Transfer catheter outer diameter</i> (mm / CH)	Diamètre interne / volume <i>Inner diameter / volume</i> (mm / ml)	Longueur utile introducteur <i>Introducer useful length</i> (mm)	Diamètre introducteur <i>Introducer diameter</i> (mm / CH)	Dépassement cathéter de transfert <i>Transfer catheter exceeding length</i> (mm)
<b>PS1300317</b>	PM TRANS SET MINI	Set de transfert d'embryons mini <i>Embryos transfer set mini</i>	1 / CH3	0,6 / 0,10	175	1,6 / CH5	28
<b>PS1310517</b>	PM TRANS SET	Set de transfert d'embryons <i>Embryos transfer set</i>	1,5 / CH5	1,1 / 0,20	160	2 / CH6	30
<b>PS3800317</b>	PM TRANS SET OLIVE	Set de transfert d'embryons olive <i>Embryos transfer set olive</i>	1 / CH3	0,6 / 0,10	175	1,6 / CH5	57



Usage unique / <i>Single use</i>	Oui / <i>Yes</i>
Stérile / <i>Sterile</i>	Oui / <i>Yes</i>
Mode de stérilisation / <i>Sterilization method</i>	Irradiation / <i>Irradiation</i>
Durée de vie / <i>Shelf life</i>	5 ans / <i>5 years</i>
Présence de Latex / <i>Contains Latex</i>	Non / <i>No</i>
Conditionnement / <i>Packaging</i>	Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile / <i>Box of 10 units in individual sterile package</i>
Stockage / <i>Storage</i>	Dans leur boîte d'origine dans un endroit frais et sec / <i>In their original packaging, in a cold and dry place</i>
	

### Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux / *Principal components and nature of the materials*

**Le dispositif est composé de / *The device is composed of :***

- une gaine d'introduction graduée en polypropylène / *a graduated sheath of introduction in polypropylene*
- un cathéter de transfert en polyéthylène / *a catheter of transfer in polyethylene*
- une butée en polyéthylène / *a stumble in polyethylene*

### Utilisation / *Use*

Le PM TRANS SET permet le transfert d'embryons après une fécondation in vitro / *The PM TRANS SET allows embryos transfer after an in-vitro fertilisation.*

<b><u>Marquage CE / <i>EC marking :</i></u></b>	
Classe / <i>Class</i>	I Stérile / <i>I Sterile</i>
Attestation CE / <i>EC attestation</i>	n°26672
Validité / <i>Validity</i>	30/06/2018