



DESIGNATION / *DESIGNATION* :
PINCE DE POZZI /POZZI FORCEPS

Informations fabricant / Manufacturer information

- Adresse / Address:
PRINCE MEDICAL - ZA La Sente Du Moulin - 60530 Ercuis - FRANCE

- Certification qualité / Quality certification:
Référentiels / *Referential* : NF EN ISO 13485 :2012
Organisme notifié / *Notified Body* : Gmed-0459
N° de certificat / *Certificate No* : 10229
Validité / *Validity* : 28/02/2019

Références et caractéristiques / References and characteristics

Références <i>References</i>	Dénomination <i>Denomination</i>
PS3180025	Pince de Pozzi droite <i>Straight Pozzi forceps</i>
	
PS3190025	Pince de Pozzi coudée <i>Curved Pozzi forceps</i>
	

Usage unique / <i>Single use</i> Stérile / <i>Sterile</i> Mode de stérilisation / <i>Sterilization method</i> Durée de vie / <i>Shelf life</i> Présence de Latex / <i>Contains Latex</i> Conditionnement / <i>Packaging</i> Stockage / <i>Storage</i>	Oui / <i>Yes</i> Oui / <i>Yes</i> Oxyde d'éthylène / <i>Ethylene oxide</i> 2 ans / <i>2 years</i> Non / <i>No</i> Boîte de 20 unités en emballage individuel stérile / <i>Box of 20 units in individual sterile package</i> Dans leur boîte d'origine dans un endroit frais et sec / <i>In their original packaging, in a cold and dry place</i> 
---	---

Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux / *Principal components and nature of the materials*

Le dispositif est composé de / The device is composed of :

- polyamide / *polyamide*

Utilisation / *Use*

La pince de Pozzi est utilisée pour la préhension du col utérin afin de fixer le col de l'utérus lors de certaines interventions et permet de poser ou d'enlever un dispositif de contraception déposé dans la cavité utérine / *The Pozzi forceps are used for the prehension of the cervix to maintain the cervix during gynaecological interventions and allows to put or remove a contraceptive device deposited in the uterine cavity.*

<u>Marquage CE / EC marking :</u> Classe / <i>Class</i> Attestation CE / <i>EC attestation</i> Validité / <i>Validity</i>	I Stérile / <i>I Sterile</i> n°26672 30/06/2018
---	---