

Puntali per denudare ovociti e per la manipolazione di embrioni




- Prodotti di qualità superiore con bordi lisci per denudare con maggior precisione;
- Severi controlli di qualità microscopici;
- Marcati CE come dispositivo medico di classe III secondo la Direttiva Europea 93/42/EEC e registrati presso il Ministero della Salute come da normativa vigente.
- Sterilizzati mediante irradiazione gamma;
- Testati MEA e LAL;
- Materiale flessibile ed infrangibile che non lascia graffi sulle piastre;
- Comoda multi-confezione, con colori diversi per dimensione, che permette un facile rilascio di ogni singolo puntale;
- Ampia varietà di formati disponibili per soddisfare ogni esigenza. Compatibili con Pipet-ID e con le pipettatrici più comuni.

Codice	Diam. interno
11.3000 Strip-ID125/10	125 µm
11.3000 Strip-ID130/10	130 µm
11.3000 Strip-ID135/10	135 µm
11.3000 Strip-ID140/10	140 µm
11.3000 Strip-ID145/10	145 µm
11.3000 Strip-ID150/10	150 µm
11.3000 Strip-ID170/10	170 µm
11.3000 Strip-ID175/10	175 µm
11.3000 Strip-ID200/10	200 µm
11.3000 Strip-ID275/10	275 µm
11.3000 Strip-ID300/10	300 µm

Micropipetta a volume variabile



- Disponibile in due misure per adattarsi a qualsiasi dimensione delle mani;
- Design ergonomico;
- Volume variabile (min $\approx 0,2 \mu\text{l}$, max $\approx 3 \mu\text{l}$);
- Funzione di espulsione totale;
- Supporto da tavolo in acciaio inox incluso;
- Kit di parti di ricambio incluso (include guarnizioni aggiuntive, filo dello stantuffo e chiave esagonale);
- Compatibile con la maggior parte dei puntali denuding presenti sul mercato ($\varnothing 0,9 \text{ mm OD}$, $0,6 \text{ mm ID}$).



codice	misure
11.3000 Pipet-ID	Lunghezza 143 mm - Peso 57 gr
11.3000 Pipet-IDs	Lunghezza 120 mm - Peso 43 gr